



T-SHAPE 2

DA TECNOLOGIA ESTETICA A POSTAZIONE TECNOLOGICA

Dalla ricerca nasce T-Shape 2, l'evoluzione della tecnologia di Baldan Group conosciuta in tutto il mondo, il dispositivo pronto a riscrivere ancora una volta le regole del benessere.

Da tecnologia estetica, T-Shape 2 si trasforma in POSTAZIONE TECNOLOGICA.

Completamente made in Italy, il designer del progetto è Simone Micheli, uno dei più famosi architetti al mondo, chiamato per esprimere concretamente il concetto innovativo di postazione: per comunicare solidità, Micheli ha utilizzato il materiale Baidur 100 (brevettato da Bayer). Rispetto al suo predecessore, la tecnologia di T-Shape 2 è perfezionata nei minimi dettagli, per offrire risultati ancora più incredibili alle clienti e maggiore funzionalità e comfort ai professionisti.

I cavi visibili sono tutti smart: qualsiasi manipolo collegato direttamente su entrambi i cavi, verrà riconosciuto automaticamente, così come la sua tipologia e le funzioni dello stesso, e il tutto sarà visibile sul nuovo display touch screen da 15 pollici.


T-SHAPE 2

SISTEMA CHECK UP

Grazie all'adozione di un nuovo sistema di intelligenza informatica, il professionista può monitorare costantemente i progressi dei clienti trattati e le sedute mancanti, in modo da rimanere sempre aggiornato.

Si potranno creare schede di valutazione personali sulla base di indicazioni automatiche ottenute da un modulo protocollo ideale (fornito direttamente da Baldan Group) da adottare per ciascuna tipologia di cliente: protocolli per il viso e per il corpo preimpostati in base al sesso, alla zona trattare, alla tipologia di inestetismo.

Ogni scheda cliente comprenderà la sua journey e 3 immagini scattate tramite termocamera, una tecnica diagnostica che si basa sull'acquisizione di immagini a infrarossi, per valutare la situazione cellulitica iniziale: puntato sull'area da trattare, il rilevatore laser raccoglierà la temperatura in 64 punti diversi, ne calcolerà la temperatura media e terrà in memoria la mappa termografica da mostrare al cliente seduta dopo seduta oppure per evidenziare i progressi alla fine del percorso.



DISPLAY TOUCH SCREEN

I dati potranno essere aggiornati
sistematicamente, seduta dopo
seduta, nel display touch screen.



T-SHAPE 2

SOFTWARE INTEGRATO


La semplificazione del software garantisce una maggiore sicurezza del trattamento, grazie anche allo sviluppo di protocolli automatici, con parametri e tempi di lavoro preimpostati, divisi in zone per garantire pratiche più efficienti e per la cura degli inestetismi più probabili.

Una volta inseriti i dati, sullo schermo appariranno tutte le informazioni utili per l'operatore come il **MANIPOLO DA UTILIZZARE**, le **MODALITÀ DI IMPULSO** in sequenza con i tempi idonei, le indicazioni dei **TRACCIATI** da eseguire e le indicazioni dei **PRODOTTI COSMETICI** da utilizzare.


T-SHAPE 2

NUOVO DISPOSITIVO


Nel nuovo dispositivo, la **RADIOFREQUENZA BIPOLARE**, il **LASER LLLT** e l'**ASPIRAZIONE VACUUM** con vari impulsi dinamici sono mantenuti e perfezionati per garantire risultati sempre più sorprendenti: alle tre tecnologie combinate si aggiunge, inoltre, la **MESOPORAZIONE**, una nuova funzione di ultima generazione - inserita nei manipoli - che aumenta la permeabilità della membrana cellulare e trasferisce i principi attivi del cosmetico lungo lo strato corneo, favorendone l'assorbimento.




VACUUM



MESOSPHERE



LASER



RADIOFREQUENZA

SEMPRE CONNESSI

T-Shape 2 è perennemente connesso, grazie alla connessione internet integrata nel dispositivo. Questo permette, infatti, un dialogo costante con gli esperti di Baldan Group che, in automatico, potranno segnalare anomalie di funzionamento o di utilizzo, aggiungere in un istante nuovi programmi ed eseguire interventi di assistenza da remoto.

T-SHAPE 2



MESOSPHERE

NEW - MANIPOLO CORPO

TECNOLOGIA

• Microvibrazione compressiva

AREA TRATTABILE

• Total body

T-SHAPE 2

A close-up photograph showing a person's back being massaged with a device. The device has a white handle and a grey base with a grid of small, rounded silicone spheres. The person's skin is dark and appears to be oiled. The background is dark and out of focus.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da utilizzare
- Microvibrazione compressiva che sfrutta il potere di 45 sfere in silicone morbido che inviano una serie di vibrazioni con i seguenti benefici:
 - Riattivazione dei processi metabolici
 - Drenaggio linfatico
 - Riduzione degli edemi
 - Azione detox
 - Ossigenazione dei tessuti
 - Azione decontratturante
 - Silicone morbido più gradevole su tessuti infiammati

T-SHAPE 2



ROLL
MANIPOLO CORPO

TECNOLOGIA

- Radiofrequenza Bipolare
- Aspirazione Vacuum
- Trattamento con Laser LLLT

AREA TRATTABILE

- Schiena, addome, cosce, glutei

T-SHAPE 2



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per il rimodellamento del contorno del corpo, e il miglioramento della cellulite.
- Il manipolo Roll motorizzato vuoto-assistito bipolare permette di calibrare precisamente sia il Laser sia l'energia Radiofrequenza multipolare, nei punti dove è possibile ottenere il massimo effetto.
- Facile da utilizzare
- 4 tipi di impulsi dinamici

T-SHAPE 2



MULTIPOLARE MANIPOLO CORPO (GRANDE, MEDIO)

TECNOLOGIA

- Radiofrequenza Bipolare
- Aspirazione Vacuum
- Trattamento con due lunghezze d'onda
- Mesoporazione

AREA TRATTABILE

- Schiena, addome, coscia

T-SHAPE 2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- NEW: Elettroporazione di ultima generazione che aumenta la permeabilità della membrana cellulare e trasferisce i principi attivi del cosmetico lungo lo strato corneo favorendone l'assorbimento.
- Per lo snellimento del corpo e rilassamento muscolare.
- Utilizzo di 4 e più elettrodi per trasmettere corrente al tessuto cutaneo. Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il corpo, è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo corrente focalizzata e uniforme alla cute.
- Presente in due dimensioni, grande e medio, da utilizzare a seconda dell'area da trattare.
- Facile da utilizzare.
- 4 tipi di impulsi dinamici.



T-SHAPE 2



MULTIPOLARE MANIPOLO VISO

TECNOLOGIA

- Radiofrequenza Bipolare
- Aspirazione Vacuum
- Trattamento con due lunghezze d'onda
- Mesoporazione

AREA TRATTABILE

- Fronte, guance, linea mascellare, collo.

T-SHAPE 2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per l'infodrenaggio e rassodamento facciale.
- Utilizzo di 4 elettrodi per trasmettere corrente al tessuto cutaneo. Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il viso, è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo corrente focalizzata e uniforme alla cute.
- Facile da utilizzare.
- 3 tipi di impulsi dinamici.

T-SHAPE 2





SCIENTIFICAMENTE PROVATO
DALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA



SCARICA GLI STUDI CLINICI
DAL QR CODE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

**RICOMPATTAMENTO
CUTANEO**

**MIGLIORAMENTO
DELLA CELLULITE**

**RIDUZIONE DELLE
CELLULE**

**RIDUZIONE DELLA
CIRCONF**

T-SHAPE 2



ADIPOSE

ERENZA

**LIFTING VISO E COMPATTAMENTO
DELLA CUTE**

**TRATTAMENTO
POST LIPOSUZIONE**

T-SHAPE 2

T-SHAPE 2

LE NOSTRE SEDI

Belgio
Lussemburgo
Francia
Olanda
Germania
Austria
UK
Irlanda
Svizzera
Russia
Kuwait
Romania
UAE
Messico
Colombia
Turchia
Cipro



MAC052P01

B A L D A N
G R O U P

www.baldangroup.com