

# B-FORCE

POUR UNE DOUBLE ACTION  
SIMULTANÉE SUR LES MUSCLES  
ET LA MASSE GRAISSEUSE



**BALDAN**  
GROUP

REMISE EN FORME EN  
UN RIEN DE TEMPS

## NON SEULEMENT LA BEAUTÉ, L'IMPORTANCE D'UN CORPS SAIN

Pour maintenir un mode de vie sain et profiter des avantages immédiats et à long terme, le système musculaire doit être constamment entraîné.

**LA TONIFICATION DU CORPS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES D'UN POINT DE VUE ESTHÉTIQUE ET, SURTOUT, PHYSIQUE.**

L'entraînement ciblé à la force musculaire apporte un **sentiment général de bien-être**, améliore sensiblement la qualité de vie, aide à contrôler l'anxiété et le stress, réduit le risque de maladies chroniques et stabilise les os et les articulations.

Trouver la bonne motivation est un problème pour de nombreuses personnes qui, la plupart du temps, préfèrent consacrer leur temps libre à d'autres activités pour échapper au stress quotidien, mettant ainsi de côté leur bien-être physique.

Baldan Group brise une fois de plus les barrières du bien-être et efface les aspects négatifs de l'exercice physique avec **B-FORCE**, la technologie conçue spécifiquement pour ceux qui veulent rester en forme ou retrouver leur silhouette idéale en quelques semaines seulement.

B-FORCE

Travailler sur son corps est important.

## Un nouveau concept d'activité physique pour LE BIEN-ÊTRE DU CORPS à 360 degrés

Les recherches ont abouti à la création de **B-FORCE**, le premier électrostimulateur qui, grâce à une combinaison unique de différentes formes d'ondes, permet de **5 types de contractions différentes pour augmenter le tonus musculaire et réduire les adiposités localisées.**

**B-FORCE** est la première technologie qui permet une **contraction variable**, contrairement aux autres appareils similaires qui ne proposent qu'un seul type de contraction, plus ou moins intense.

La contraction déclenchée par l'électrostimulation **stimule l'énergie musculaire** qui, en continuant à être stimulée, augmente le volume du muscle traité, **attaque la graisse et augmente le métabolisme.**



B-FORCE



Idéal pour toute personne souhaitant travailler sur les adiposités localisés.

## ÉLECTROSTIMULATIONS

Les électrostimulations envoient des signaux directs aux **fibres musculaires, qui sont donc renforcées**: les contractions complètes engagent le muscle en profondeur, ce qui entraîne une action simultanée sur tout le tissu musculaire de la zone traitée.

Avec **B-FORCE**, l'**excès de graisse est réduit** et, en même temps, la zone traitée est raffermie et sculptée.

**CETTE TECHNOLOGIE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION AGIT DE MANIÈRE SÛRE, RAPIDE ET INDOLORE SUR LE REMODELAGE ET LA TONIFICATION DU CORPS.**

B-FORCE

## LE DESIGN

Entièrement **MADE IN ITALY**, le designer du projet est **Simone Micheli**, l'un des architectes les plus célèbres au monde, appelé à exprimer concrètement le caractère innovant du dispositif : pour communiquer la solidité, Micheli a utilisé le matériau Baidur 100, breveté par Bayer.



Grâce à sa double action, B-FORCE agit sur les muscles et combat en même temps les graisses.

Une séance B-FORCE dure 20 à 30 minutes!

B-FORCE

## LE LOGICIEL

Grâce à l'adoption d'un système informatique de pointe, le praticien peut **suivre en permanence** les **progrès des clients** traités et les séances restantes, afin de rester constamment à jour.

Il est possible de créer des **formulaires d'évaluation personnels** sur la base d'indications automatiques obtenues à partir d'un protocole idéal, fourni directement par Baldan Group, à **adopter pour chaque type de client** en fonction de formulaires préétablis sur la base du sexe, de la zone à traiter et du type d'innesthétisme.



LE SUIVI DES PROGRÈS  
DU CLIENT



FICHE TECHNIQUE  
SUR-MESURE

**B-FORCE** EST UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE, GRÂCE À LA CONNEXION INTERNET INTÉGRÉE À L'APPAREIL.

Cela permet un dialogue constant avec les experts de Baldan Group, qui peuvent signaler automatiquement les dysfonctionnements ou les problèmes d'utilisation, ajouter instantanément de nouveaux programmes et effectuer une téléassistance.

B-FORCE


Une technologie esthétique innovante qui agit sur le remodelage du corps.

## La SIMPLIFICATION DU LOGICIEL pour une sécurité majeure des traitements

La **simplification du logiciel** assure une **plus grande sécurité de traitement**, grâce également au développement de protocoles automatiques offrant des paramètres et des temps de travail préétablis divisés en zones, afin de garantir des **pratiques plus efficaces** et un **traitement ciblé des innesthétismes** les plus probables.

Une fois les données saisies, toutes les informations utiles à l'opérateur, telles que la pièce à main à utiliser, les fréquences d'impulsion et la durée du traitement, apparaissent sur l'écran tactile de 15 pouces.

**IL EST ESSENTIEL QUE LES DONNÉES SOIENT MISES À JOUR SYSTÉMATIQUEMENT, SESSION APRÈS SESSION.**



B-FORCE



Agit sur l'abdomen, les cuisses, les fesses, les bras, les mollets et les hanches.

## LES PIÈCES À MAIN

La technologie agit sur différentes zones du corps grâce à ses 4 pièces à main:

**2 PIÈCES À MAIN** pour traiter les zones de grande et moyenne taille telles que l'**ABDOMEN**, les **CUISSES** et les **FESSES**.

**2 PIÈCES À MAIN** de forme anatomique pour travailler sur les zones plus petites et incurvées, comme les **BRAS**, les **MOLLETS** et les **HANCHES**.

B-FORCE



Le programme **atteint les muscles en profondeur**, même ceux qui sont habituellement difficiles à renforcer lors d'un entraînement traditionnel.

Un système de refroidissement à air est intégré à chaque applicateur afin que les **pièces à main soient plus légères, tant pour l'opérateur que pour le client** au cours du traitement.

B-FORCE



Aucune douleur, aucun dommage à la surface, aucun temps de récupération.

Une séance de **B-FORCE EST RAPIDE ET INDOLORE** pour le client, à **TRÈS HAUTE RENTABILITÉ** pour l'entrepreneur


Il s'agit d'une **activité très rentable** pour le praticien, car il n'y a pas de consommation de matériaux et de produits et, de plus, elle ne nécessite pas la présence continue du praticien pendant le déroulement de la séance.

B-FORCE

## LA TECHNOLOGIE MULTIFONCTIONNELLE QUI REMODÈLE LE CORPS DE MANIÈRE PERSONNALISÉE

**B-FORCE** est **capable de résoudre divers problèmes**, tout comme une salle d'équipement dans une salle de sport dans laquelle le client peut choisir l'entraînement à faire en fonction de ses besoins et de ses exigences.


La machine intègre des aspects techniques innovants utiles pour assurer des résultats **sûrs**, fiables et efficaces, garantissant une plus grande efficacité et des performances optimales.



RÉDUCTION DU TISSU ADIPEUX



TONIFICATION MESURABLE DES MUSCLES TRAITABLES



RÉDUCTION DE LA CIRCONFÉRENCE

B-FORCE

## LES 7 AVANTAGES DE B-FORCE

### /01 DRAINAGE et MICROCIRCULATION

Les contractions sont par échelons, ce qui provoque une contraction vibratoire qui agit sur les vaisseaux lymphatiques, favorisant le drainage et la microcirculation. Ce programme est adapté au traitement de l'adiposité et de la cellulite localisée.

### /02 SCULPTAGE

Ce programme prévoit des contractions et décontractions profondes qui obligent le muscle à effectuer un travail intense. Le programme est adapté pour sculpter le corps et réduire la graisse en même temps.

### /03 TONIFICATION MUSCULAIRE

Dans ce programme, la contraction se fait plus lentement, le muscle reste contracté plus longtemps et est rapidement décontracté. Ce type d'activité augmente le tonus musculaire et prépare le terrain pour les développements musculaires futurs. Ce programme est recommandé en cas de faible tonus musculaire.

### /04 VOLUME MUSCULAIRE

La contraction se fait progressivement, le muscle reste contracté pendant une durée moyenne et la décontraction se fait progressivement. Ce type d'activité produit une augmentation des fibrilles musculaires blanches et, par conséquent, une augmentation du volume musculaire. Il convient aux personnes qui ont une faible musculature et qui veulent en développer la masse.

### /05 FORCE

La contraction et la décontraction se succèdent avec peu de pause et sans aucune sorte d'à-coup. Le muscle est soumis à des niveaux d'intensité élevés. Convient aux personnes athlétiques qui ont une bonne masse musculaire et qui veulent augmenter leur force et leur endurance.

### /06 CIRCUIT 1

Protocole de travail qui, séance après séance, alterne tous les programmes énumérés ci-dessus. Adapté aux sujets qui ont plusieurs problèmes à résoudre en même temps, circuit indiqué principalement pour l'amincissement.

### /07 CIRCUIT 2

Pour ceux qui souhaitent disposer d'une "salle d'équipement" complète au sein de l'institut pour améliorer leurs muscles comme premier objectif. Convient aux athlètes ou à ceux qui aiment l'activité physique.

## PARAMÈTRES

Il est important d'agir directement sur les besoins spécifiques du client pour garantir les meilleurs résultats, c'est pourquoi tous les programmes peuvent être personnalisés en fonction des paramètres suivants:

- ✓ FORME DE L'ONDE
- ✓ FRÉQUENCE
- ✓ LARGEUR IMPULSION
- ✓ TEMPS DE RELAXATION
- ✓ INTENSITÉ
- ✓ TEMPS CONTRACTIONS

## TRAITEMENT RECOMMANDÉ POUR:

- AUGMENTER LA MASSE ET LE TONUS MUSCULAIRE
- COMBATTRE LES INESTHÉTISMES LES PLUS TENACES
- RÉDUIRE LE TISSU ADIPEUX
- RENFORCER LES OS ET LES ARTICULATIONS
- TONIFIER
- AMÉLIORER LA POSTURE

## PROTOCOLES D'UTILISATION

**TEMPS:** le temps moyen nécessaire pour un traitement avec **B-FORCE** est d'environ **20/30 MINUTES** par zone.

**EXPÉRIENCE:** la plupart des clients se détendent confortablement pendant le traitement.

**PROGRAMME:** les **traitements** sont généralement programmés sur la base de **2 séances par semaine**. La plupart des clients devront effectuer de 8 à 10 traitements pour obtenir le résultat souhaité.



# B-FORCE



MAC077P01FR

**BALDAN**  
G R O U P  
[www.baldangroup.com](http://www.baldangroup.com)